

## Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de ce combiné dentaire, comprenant une brosse à dents électrique et un hydropulseur, mais aussi un miroir lumineux et 8 accessoires : pour une hygiène bucco-dentaire irréprochable. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

## Contenu

- Base de rangement et chargement
- Brosse à dents électrique
- 2 embouts brosse à dents
- 2 embouts avec brosse spéciale langue
- 2 embouts avec brosse interdentaire
- 2 embouts pour fil dentaire
- Miroir dentaire (lumineux)
- Hydropulseur
- Réservoir d'eau (165 ml)
- 2 embouts avec buse pour l'hydropulseur
- Mode d'emploi

**Accessoires requis** (non fournis) : 2 piles de type AA (pour l'hydropulseur), 1 pile de type AAA (pour le miroir avec éclairage)

## Mise en place des piles

- L'hydropulseur et l'éclairage du miroir fonctionnent avec des piles.
- Ouvrez leur compartiment à piles, respectivement sous l'hydropulseur et sous le miroir.
- Insérez les piles : 2 piles de type AA dans le compartiment de l'hydropulseur, et 1 pile de type AAA dans le compartiment du miroir. Respectez la polarité lors de la mise en place des piles.
- Refermez les compartiments à piles, en refermant les couvercles.

## Utilisation de la brosse à dents électrique

1. Placez la base de rangement et chargement sur une surface stable et plane, et branchez-la à l'alimentation électrique via le câble d'alimentation. Placez la brosse à dents électrique sur son enfichage. Le processus de chargement démarre automatiquement.
2. Insérez l'embout brosse à dents sur le manche de la brosse à dents électrique. Humidifiez la tête de la brosse sous l'eau courante, et déposez-y du dentifrice.
3. Allumez la brosse à dents électrique en utilisant la touche **Marche/Arrêt**.
4. Appuyez la brosse à dents électrique sur les dents avec une légère pression, et nettoyez ainsi chaque dent pendant quelques secondes. Passez la brosse à dents sur la face interne et externe des dents, ainsi que sur la face occlusale. Vous éliminez ainsi parfaitement la plaque dentaire.
5. Lorsque l'appareil est allumé, une pression sur la touche **Marche/Arrêt** vous permet de changer de mode d'utilisation (3 différents mouvements et vibrations) et d'éteindre la brosse à dents électrique.
6. Après deux minutes, la durée de nettoyage recommandée est atteinte et la brosse à dents électrique s'éteint automatiquement.



### NOTE :

À la place d'un embout brosse à dents, vous pouvez également fixer sur le manche de la brosse à dents électrique l'embout avec la brosse spéciale langue, l'embout avec la brosse interdentaire ou l'embout avec fil dentaire. Ces accessoires vous permettent de nettoyer parfaitement les espaces interdentaires.

## Utilisation de l'hydropulseur

- Avant la première utilisation, nettoyez l'hydropulseur. Pour cela, remplissez le réservoir d'eau, allumez l'hydropulseur, faites passer l'eau par le manche en la laissant s'écouler dans le lavabo.

- Le jet d'eau de l'hydropulseur permet de nettoyer les espaces interdentaires, et de masser les gencives.
- Pour l'utiliser, fixez l'embout buse sur le manche de l'hydropulseur, et remplissez le réservoir d'eau.
- Placez la buse sur un espace interdentaire ou une gencive, et allumez l'hydropulseur à l'aide de l'interrupteur **Marche/Arrêt**.
- Vous pouvez choisir l'intensité de la pression de l'eau à l'aide de l'interrupteur **Marche/Arrêt** : pression légère (position "LO") ou plus intense (position "HI").
- Déplacez l'hydropulseur d'un espace interdentaire à l'autre ou sur la gencive.
- Ce faisant, maintenez la bouche légèrement ouverte, pour permettre à l'eau de s'écouler dans le lavabo.
- Après utilisation, éteignez l'hydropulseur en plaçant l'interrupteur **Marche/Arrêt** sur la position "OFF", puis videz complètement le réservoir d'eau.



### NOTE :

Ne faites jamais fonctionner l'hydropulseur à vide afin de ne pas endommager la pompe.

## Utilisation du miroir dentaire

Pour observer avec précision des dents ou des espaces interdentaires, vous pouvez utiliser le miroir dentaire. L'interrupteur **Marche/Arrêt** vous permet d'allumer ou d'éteindre l'éclairage du miroir.

## Nettoyage et entretien

- Éteignez la brosse à dents électrique et l'hydropulseur, puis débranchez l'appareil de l'alimentation électrique.
- Après chaque utilisation, rincez le manche et l'embout de la brosse à dents électrique ainsi que l'hydropulseur, son embout et son réservoir à l'eau courante.
- La base de rangement et chargement peut être nettoyée à l'aide d'un chiffon humide.

## Caractéristiques techniques

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| Alimentation                                | 230 V                            |
| Batterie de la brosse à dents électrique    | Batterie NiMH                    |
| Vitesse de la brosse à dents électrique     | Jusqu'à 30 000 pulsations/minute |
| Longueur du câble                           | environ 90 cm                    |
| Capacité du réservoir d'eau                 | 165 ml                           |
| Diamètre de l'embout buse pour hydropulseur | 0,9 mm                           |

## Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure ! Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême. Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé dans l'eau. Dans ce cas, débranchez immédiatement la fiche d'alimentation.
- Vérifiez le bon état de l'appareil avant chaque utilisation. Si l'appareil, le câble ou l'adaptateur secteur présentent des dommages visibles, l'appareil ne doit pas être utilisé. N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé ou s'il présente un dysfonctionnement.

- Ne touchez jamais la fiche d'alimentation avec des mains mouillées. Attention : risque de choc électrique !
- Ne débranchez jamais l'adaptateur secteur en le tirant par le câble.
- Ce produit ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

## Consignes importantes sur le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

## Consignes importantes sur les piles et leur recyclage

- Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle ordinaire. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles usées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.
- Vous pouvez déposer vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.
- Les accus délivrent parfois une tension plus faible que les piles alcalines. Dans la mesure du possible, utilisez l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des accus.
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les batteries/piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- N'utilisez que des piles du même type ensemble et remplacez-les toutes en même temps !
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

## Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit, NC-4990, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique, 2006/95/CE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

PEARL.GmbH / PEARL-Straße 1-3 / 79426 Buggingen / Allemagne

Directeur Service Qualité  
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
02.12.2013

*Kurtasz A.*